

Anti-Radixin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35241

Artikelnummer: CM0002421



Einführung

Anti-Radixin Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen ein 69 kDa Protein, validiert für WB und ELISA; kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte; für Studien zur Aktin-Membran-Verknüpfung und Taubheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Radixin Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	DFNB24; Radixin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5962
Gen-ID	5962
Immunogen	Synthetisches Peptid (Aminosäuren 350-450 von menschlichem Radixin)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35241
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel