


Anti-Rae1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78406

Artikelnummer: CM0030966



Einführung

Anti-RAE1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes RAE1 (mRNA-Exportfaktor). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Protein-Immunogen (1-368 aa). 41kDa. Ideal für die Erforschung des nukleozytoplasmatischen Transports und der Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Gle2, MIG14, MRNP41, Mnrp41, dj481F12.3, dj800J21.1, RAE1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8480
Gen-ID	8480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 1-368 von humanem RAE1 (NP_003601.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P78406
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistüte (Ice bag)