

Anti-Raf1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04049

Artikelnummer: CM0003525



Einführung

Hochwertiger Anti-Raf1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Raf1-vermittelten MAPK-Signalwegen und der Regulation des Zellschicksals.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Raf1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
Spezies	Mensch
GeneID	5894
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem Raf1 (P04049)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04049
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eispackung