

Anti-Raf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04049

Artikelnummer: CM0017058



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Raf1 (c-Raf). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Raf1 ist eine Schlüsselkinase im MAPK/ERK-Signalweg, entscheidend für Zellproliferation und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Raf1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5894
GeneID	5894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 190-350 von humanem Raf1 (NP_002871.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04049
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eistasche