

Anti-Rag1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15918

Artikelnummer: CM0013951

Einführung

Dieser polyklonale Antikörper aus Kaninchen zielt auf menschliches RAG1 (V(D)J-rekombinationsaktivierendes Protein 1, auch bekannt als RNF74) ab. Validiert für Western Blotting und ELISA, reagiert er kreuzreagierend mit Mäusen und detektiert das ~119 kDa große Protein. Ideal für Studien zur Lymphozytenentwicklung, Immundefekterkrankungen und Mechanismen der V(D)J-Rekombination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAG1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	RAG-1; RNF74; RAG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5896
Gen-ID	5896
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-270 des menschlichen RAG1 (NP_000439.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15918
Proteingewicht	119 kDa
Versand	Eisbeutel