


Anti-Rag2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55895

Artikelnummer: CM0016671



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches RAG2 gerichtet ist, ein wichtiges V(D)J-Rekombinationsprotein. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für Studien zur Lymphozytenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAG-2; RAG2
Spezies	Mensch
GenID	5897
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 258-527 von menschlichem RAG2 (NP_001230715.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P55895
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel