

Anti-Rai14 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9P0K7

Artikelnummer: CM0017053

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes Ankycorbin (RAI14). Geeignet für Western Blotting und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Reproduktionsbiologie und Aktinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAI14 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RAI13, NORPEG, RAI14
Spezies	Mensch
GenID	26064
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 300-600 des menschlichen RAI14 (NP_056392.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9P0K7
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel