

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Raidd/Cradd-Antikörper Für Wb, Elisa - P78560

Artikelnummer: CM0010905



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RAIDD/CRADD, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Erforschung von Apoptose- und TNFR-1-Signalwegen. Erkennt humanes CRADD (23 kDa).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAIDD/CRADD-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8738
GeneID	8738
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-199 des humanen RAIDD/CRADD (NP_003796.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78560
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku