

Anti-Raidd/Cradd Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78560

Artikelnummer: CM0004846



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes RAIDD/CRADD (P78560). Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Apoptose- und Zelltodforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAIDD/CRADD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	8738
Gen-ID	8738
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-150 von humanem CRADD (P78560) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P78560
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel