

Anti-Raidd/Cradd Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P78560

Artikelnummer: CM0015603



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RAIDD/CRADD, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines RAIDD, ein 23 kDa schweres Apoptose-Adapterprotein (SWISS P78560). Ideal für Studien zu Apoptose und Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	RAIDD/CRADD polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Spezies	Human
GeneID (Human)	8738
GeneID	8738
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-199 von humanem RAIDD/CRADD enthält (NP_003796.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P78560
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel