


Anti-Rala Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P11233

Artikelnummer: CM0017130



Einführung

Anti-RALA kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-RALA (24 kDa). Geeignet für die Erforschung von GTPase-Signalgebung, Zellmigration und onkogene Transformation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RALA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RAL; HINCONS; RALA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5898
GenID	5898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-206 von menschlichem RALA (NP_005393.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11233
Proteinmasse	24kDa
Versand	Eisbeutel