

Anti-Ralb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11234

Artikelnummer: CM0030698



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RALB (Ras-related protein Ral-B). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von GTPase-Signalwegen, Exozytose, Apoptose und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RALB Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	RALB
Spezies	Human
GeneID (Human)	5899
GeneID	5899
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-206 des humanen RALB (NP_002872.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11234
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku