

Anti-Ralbp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb Und Elisa - Q15311

Artikelnummer: CM0015083



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das RalA-bindende Protein 1 (RALBP1), auch bekannt als RLIP76. Für Western Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal zur Untersuchung der Ral-Signalübertragung, Endozytose, mitochondrialen Teilung und Mechanismen der Arzneimittelresistenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] RALBP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RIP1, RLIP1, RLIP76, P1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10928
Gen-ID	10928
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 396-655 des menschlichen RALBP1 (NP_006779.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15311
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Kühlakku