

## Anti-Ralgds Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12967

Artikelnummer: CM0021833



### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes RALGDS (RalGEF), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Ras/Ral-Signalwegen und bakterieller Clearance.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | RALGDS Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | RGF, RGDS, RalGEF, RALGDS                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)   | 5900                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 5900                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 771-902 von humanem RALGDS (NP_001258705) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q12967                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 101 kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |