

Anti-Ralgps1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q5Js13

Artikelnummer: CM0013669



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes RALGPS1 (RALGEF2) für Western Blot und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der RALA-GTPase-Signalübertragung, der Zytoskelettdynamik und des Membrantransports. Erkennt ein 62-kDa-Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RALGPS1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RALGEF2; RALGPS1A; RALGPS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9649
Gen-ID	9649
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen RALGPS1 (NP_055451.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5JS13
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Kühlakku