


Anti-Raly Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ukm9

Artikelnummer: CM0013628



Einführung

RALY Kaninchen-pAb erkennt endogenes RALY-Protein in menschlichen, murinen und rattigen Proben. Validiert für Western Blot und ELISA. RALY ist ein RNA-bindendes Protein, das an der Cholesterinbiosynthese und der mRNA-Verarbeitung beteiligt ist. UniProt Q9UKM9.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RALY Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P542; HNRPCL2; RALY
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22913
GenID	22913
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 96-306 von menschlichem RALY (NP_057951.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKM9
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel