

Anti-Ramp2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60895

Artikelnummer: CM0029250



Einführung

Anti-RAMP2 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt RAMP2 von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Rezeptorkomplex-Studien und Gewebelokalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAMP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RAMP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10266
GenID	10266
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-145 des menschlichen RAMP2 (NP_005845.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60895
Proteinmasse	20 kDa
Versand	Eisbeutel