

Anti-Ramp3 Kaninchen Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60896

Artikelnummer: CM0029999



Einführung

RAMP3 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Untersucht die Beteiligung des Rezeptoraktivität-modifizierenden Proteins 3 an der Adrenomedullin- und Amylin-Rezeptorsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAMP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAMP3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10268
Gen-ID	10268
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-118 des menschlichen RAMP3 (NP_005847.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60896
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Eisbeutel