


Anti-Ran Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62826

Artikelnummer: CM0009324



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-Ran Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt Ran (24 kDa) in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des nukleozytoplasmatischen Transports und der Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ran Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5901
GenID	5901
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 117-216 von humanem Ran (P62826) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62826
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel