


Anti-Ran Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62826

Artikelnummer: CM0014931



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Ran (GTP-bindendes Kernprotein), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung des nukleozytoplasmatischen Transports und der Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ran Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5901
GeneID	5901
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-216 des humanen Ran (NP_006316.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62826
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel