

Anti-Ranbp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43487

Artikelnummer: CM0020546



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RANBP1 (RanBP1/HTF9A) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA. Validiert in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum nukleozytoplasmatischen Transport und zur Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RANBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HTF9A; RANBP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5902
GenID	5902
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RANBP1 (NP_002873.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43487
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel