

Anti-Ranbp10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Vn20

Artikelnummer: CM0019114

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RANBP10, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Geeignet für die Untersuchung der CTLH E3-Ubiquitin-Ligase-Funktion, Ran-GTPase-Signalgebung und Thrombozytenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RANBP10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RANBP10
Spezies	Human
GeneID (Human)	57610
GeneID	57610
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 362-497 von humanem RANBP10 (NP_065901.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q6VN20
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eistasche