


Anti-Ranbp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49792

Artikelnummer: CM0023894



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RANBP2 (NUP358), validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des nukleo-zytoplasmatischen Transports und der SUMOylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RANBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANE1; TRP1; TRP2; ADANE; IIAE3; NUP358; RANBP2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5903
Gen-ID	5903
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 2900-3050 von humanem RANBP2 (NP_006258.3) kodiert)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P49792
Protein-Gewicht	358 kDa
Versand	Eisbeutel