

Anti-Ranbp9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96S59

Artikelnummer: CM0003791



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes RanBP9 (BPM-L/RanBPM). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Ubiquitinierung, Signalübertragung und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RanBP9 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10048
Gen-ID	10048
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem RanBP9 (Q96S59)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96S59
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel