

Anti-Ranbp9-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96S59

Artikelnummer: CM0018394



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RanBP9 (RanBPM). Für WB und ELISA validiert, eignet sich dieser Antikörper ideal zur Untersuchung der Funktion des CTLH-E3-Ligase-Komplexes, der Zellsignalübertragung und der Umgestaltung des Zytoskeletts. Reagiert mit humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RanBP9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10048
Gen-ID	10048
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 480-605 des humanen RanBP9 (NP_005484.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96S59
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Kühlakku