


Anti-Rankl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14788

Artikelnummer: CM0017713



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, spezifisch für humanes RANKL (TNFSF11), validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Osteoklastendifferenzierung und Immunantwort. - O14788

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RANKL Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8600
GenID	8600
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 78-317 von humanem RANKL (NP_003692.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14788
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel