

Anti-Rap1A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62834

Artikelnummer: CM0016760



Einführung

KO-validierter anti-Rap1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper erkennt humanes, murines und rattes Rap1A in WB, IHC-P, ELISA. Ideal für Studien zur Ras-Gegenwirkung, Neuritenauswachsung und vaskulären Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Rap1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAP1; C21KG; G-22K; KREV1; KREV-1; SMGP21; 1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5906
GenID	5906
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 39-138 von humanem Rap1A (NP_002875.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62834
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel