

Anti-Rap1A + Rap1B Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61224 / P62834

Artikelnummer: CM0012738



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes RAP1A und RAP1B gerichtet ist, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Polarität von Endothelzellen und der Bildung von Gefäßlumina.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAP1A + RAP1B Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	K-REV, RAL1B, RAP1A + RAP1B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5906 (RAP1A) / 5908 (RAP1B)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-150 von humanem RAP1A + RAP1B (P61224) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61224 / P62834
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel