

Anti-Rap1B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61224

Artikelnummer: CM0016868



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes Rap1B (P61224) für WB, IF/ICC, ELISA. Validiert in humanen und murinen Proben. Ideal für die Endothelzellbiologie und die GTPase-Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Rap1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	K-REV; RAL1B; Rap1B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5908
Gen-ID	5908
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-184 von humanem Rap1B (NP_056461.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P61224
Proteinmolekulargewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel