

Anti-Rap1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61224

Artikelnummer: CM0019954



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RAP1B (Ras-verwandtes Protein Rap-1b). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Endothelzellpolarität, vaskulärer Biologie und GTPase-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAP1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAP1B; K-REV; RAL1B; ras-related protein Rap-1b
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5908
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 81-181 von humanem RAP1B entspricht (NP_056461.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61224
Proteingewicht	15kDa/16kDa/18kDa/20kDa
Versand	Eisbeutel