

Anti-Rap1Gap Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P47736

Artikelnummer: CM0010878



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-Rap1GAP Antikörper (P47736), ein Golgi-Membran-GTPase-aktivierendes Protein für Rap-1A. Anwendungen: WB, IF/ICC, ELISA.

Kreuzreaktivität: Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Rap1-Signalisierung und des intrazellulären Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Rap1GAP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RAPGAP; RAP1GA1; RAP1GAP1; RAP1GAPII; Rap1GAP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5909
GenID	5909
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P47736
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel