


Anti-Rapgef1 (C3G/Grf2) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13905

Artikelnummer: CM0022436



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAPGEF1/C3G (Q13905), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal zur Untersuchung von Zelladhäsion, RAS-Aktivierung und Neuritenwachstum in humanen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAPGEF1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	C3G; GRF2; RAPGEF1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2889
GeneID	2889
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 844–1095 des humanen RAPGEF1 (NP_941372.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13905
Proteingewicht	121 kDa
Versand	Kühlakku