

Anti-Raph1 Kaninchen-Pak Für Wb, If/Icc, Elisa - Q70E73

Artikelnummer: CM0015576



Einführung

Anti-RAPH1 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Erforschen Sie die Dynamik von Lamellipodien und Mechanismen der Zelladhäsion mit diesem IVD-Rohstoff von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAPH1 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	LPD; RMO1; PREL2; PREL-2; ALS2CR9; ALS2CR18; RaIGDS/AF-6; RAPH1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	65059
GeneID	65059
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 des menschlichen RAPH1 (NP_998754.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q70E73
Proteingewicht	135 kDa
Versand	Eisbeutel