

Anti-Rapsn Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13702

Artikelnummer: CM0028661

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes RAPSN, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt endogene RAPSN-Spiegel in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung der neuromuskulären Synapse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAPSN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FADS; CMS11; CMS4C; FADS2; RAPSYN; RNF205; RAPSN
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5913
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-353 von humanem RAPSN (NP_116034.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13702
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eistüte