

Anti-Raptor Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N122

Artikelnummer: CM0012729



Einführung

Der Raptor Kaninchen mAb von CamelBio zielt auf menschliches/mäusisches Raptor (Q8N122) für WB, IHC-P, ELISA ab. Dieses Gerüstprotein von mTORC1 ist von zentraler Bedeutung für Nährstoffsensorik, Autophagie und zellwachstumsregulierende Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Raptor Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57521
Gen-ID	57521
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1236-1335 von menschlichem Raptor (Q8N122) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8N122
Proteinmasse	149 kDa
Versand	Eisbeutel