

Anti-Raptor Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N122

Artikelnummer: CM0023567



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen Raptor (RPTOR) gerichtet ist, eine Schlüsselkomponente von mTORC1. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Zellwachstum, Nährstoffsignalisierung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Raptor Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57521
Gen-ID	57521
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 888-1013 von menschlichem RPTOR (NP_065812.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N122
Proteingewicht	149kDa
Versand	Eisbeutel