


Anti-Rar α -Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P10276

Artikelnummer: CM0003043



Einführung

Hochwertiger Anti-RAR α -Kaninchen-Monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-RAR α (51 kDa), einen Retinsäurerezeptor, der an der Genregulation beteiligt ist. Ideal für Forschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAR α -Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	RAR; NR1B1; RARalpha; RAR α
Spezies	Human
GeneID (Human)	5914
GeneID	5914
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen RAR α (P10276) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10276
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eistasche