


## Anti-Rarg Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13631

Artikelnummer: CM0030722



### Einführung

Hochwertiger Anti-RARG Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte RARgamma. Ideal für die Untersuchung der Retinsäure-Signalgebung, Genregulation und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | RARG Kaninchen pAb                                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | RARC; NR1B3; RARgamma; RARG                                                                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 5916                                                                                                                                                         |
| GenID             | 5916                                                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 168-199 von menschlichem RARG (NP_000957.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                          |
| SWISS             | P13631                                                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 50 kDa                                                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                    |