

Anti-Rarres2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99969

Artikelnummer: CM0030954



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RARRES2 (Chemerin/TIG2) für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Adipokin-Forschung in Stoffwechsel-, Entzündungs- und Adipositas-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RARRES2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TIG2; HP10433; RARRES2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5919
GeneID	5919
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 17-163 von humanem RARRES2 (NP_002880.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q99969
Protein-Gewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel