


Anti-Rars Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54136

Artikelnummer: CM0009724



Einführung

Kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen menschliches RARS (Arginyl-tRNA-Synthetase), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zu Proteinsynthese und inflammatorischen Zytokinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RARS Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5917
Gen-ID	5917
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 des menschlichen RARS (NP_002878.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P54136
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel