


Anti-Rars Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54136

Artikelnummer: CM0031035



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RARS (ArgRS). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Proteinbiosynthese- und Aminoacyl-tRNA-Synthetase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RARS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
Spezies	Human
GeneID (human)	5917
GeneID	5917
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (aa 1-300) des humanen RARS (NP_002878.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P54136
Protein-Gewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel