

Anti-Rars2 Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q5T160

Artikelnummer: CM0026959

Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes RARS2 (ArgRS), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Forschungseinsatz für Studien zur mitochondrialen Translation und pontocerebellären Hypoplasie. Ideal für die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RARS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCH6; ArgRS; RARSL; DALRD2; PRO1992; RARS2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57038
Gen-ID	57038
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 17-340 von humanem RARS2 (NP_064716.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5T160
Proteinmasse	66 kDa
Versand	Eisbeutel