

Anti-Rarβ Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P10826

Artikelnummer: CM0005138



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes RARβ (Retinsäure-Rezeptor beta). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und murinem Protein. Ideal für die Erforschung der Retinsäure-Signalgebung und der Funktion von Kernrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RARβ Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HAP; RRB2; NR1B2; MCOPS12; RARbeta; RARbeta1; RARβ
Spezies	Human
GeneID (Human)	5915
GeneID	5915
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-455 von humanem RARβ entspricht (NP_000956.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P10826
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühltasche