


Monoklonaler Anti-Rasa1-Antikörper Für Wb, Elisa - P20936

Artikelnummer: CM0009035



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RASA1 (Ras GTPase-aktivierendes Protein 1, p120GAP) für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für die Erforschung des Ras-Signalwegs. Zielmolekulargewicht ~116 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RASA1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	GAP, PKWS, RASA, p120, CMAVM, CM-AVM, CMAVM1, RASGAP, p120GAP, p120RASGAP, RASA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5921
GeneID	5921
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem RASA1 (P20936) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P20936
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Eisbeutel