

Anti-Rasal2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ujf2

Artikelnummer: CM0016708

Einführung

Anti-RASAL2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert in WB, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Ratte. Zielt auf RASAL2 ab, einen hemmenden Regulator des Ras-cAMP-Signalwegs. Stammt vom Kaninchen für die Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RASAL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NGAP; RASAL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9462
GenID	9462
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 750-1040 von humanem RASAL2 (NP_733793.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9UJF2
Proteinmolekulargewicht	129kDa
Versand	Eisbeutel