

Anti-Rasd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y272

Artikelnummer: CM0015898

Einführung

Anti-RASD1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA bei Mensch und Maus. Zielt auf das durch Dexamethason induzierte Ras-verwandte Protein 1, eine kleine GTPase, die an der Transkriptionsregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RASD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AGS1; DEXRAS1; MGC:26290; RASD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51655
GenID	51655
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 132-281 von menschlichem RASD1 (NP_057168.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
K>Cross-Reaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y272
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel