


Anti-Rasgrp1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95267

Artikelnummer: CM0018243



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes RASGRP1, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich zur Untersuchung der Ras-Signalgebung bei der Entwicklung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RASGRP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMD64; RASGRP; CALDAG-GEFI; CALDAG-GEFII; RASGRP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10125
GenID	10125
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 598-797 von humanem RASGRP1 (NP_005730.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95267
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Eisbeutel