

Anti-Rasgrp1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Z1S3

Artikelnummer: CM0028649

Einführung

RASGRP1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper für WB, IP, ELISA. Erkennt RASGRP1 (~90 kDa) von Mensch und Maus. Geeignet für Forschung zu Ras-Signalwegen, T/B-Zellentwicklung und Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RASGRP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Rasgrp; calDAG-GEFII
Art	Maus
GenID (Mensch)	10125
GenID	19419
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 678-795 von Maus-RASGRP1 (NP_035376.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Z1S3
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Eisbeutel