


Anti-Rassf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ns23

Artikelnummer: CM0017055



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RASSF1 (UniProt Q9NS23), validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Forschung an Tumorsuppressoren sowie Studien zum Zellzyklus und Apoptose. Reagiert mit Human und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	RASSF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	123F2; RDA32; NORE2A; RASSF1A; REH3P21; RASSF1
Spezies	Human
GenID (Human)	11186
GenID	11186
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 101-340 von humanem RASSF1 (NP_009113.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NS23
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel