

Anti-Rassf4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H2L5

Artikelnummer: CM0016607

Einführung

Validieren Sie RASSF4, einen potenziellen Tumorsuppressor und KRAS-Effektor, mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper. Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Apoptose- und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RASSF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AD037; RASSF4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83937
GenID	83937
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-160 von menschlichem RASSF4 (NP_114412.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H2L5
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel